

Injektor für den CT-Einsatz

# DUAL SHOT



# DUAL SHOT

Der Nemoto Dual Shot alpha 7 setzt den Standard in der maschinellen Applikation von Kontrastmitteln und Kochsalzlösungen. Mit fortschrittlichen Funktionen wie der programmierbaren Auto-Füllung, dem Nadelpositionierungstest und der Niederdruckererkennung bietet der Spritzenkopf eine beispiellose Präzision und Sicherheit.

Ein besonderes Merkmal des Systems ist die Kompatibilität mit vorgefüllten Spritzen, was die Anwendung noch einfacher und effizienter macht. Die automatische Patientenschlauchentlüftung sorgt für einen reibungslosen Ablauf während der Untersuchung. Dank der patientengewichtsabhängigen automatischen Protokollerstellung kann das Gerät individuell auf die Bedürfnisse jedes Patienten eingestellt werden. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und ermöglicht eine einfache Bedienung über einen übersichtlichen Touchscreen mit deutscher Menüführung. Das SD-Karten-Feature erleichtert die Installation neuer Softwareupdates, Protokolle und Betriebsmodi.

Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität machen ihn zum Spitzenreiter unseres CT-Portfolios. Darüber hinaus ist er mit allen Systemen namhafter Medizintechnikhersteller kompatibel und koppelbar.

Injektionsvolumen	
• NEMOTO Einwegspritze	100 ml, 200 ml
• vorgefüllte Einwegspritze	125 ml
Flussrate	0,1–10 ml/s in Schritten von 0,1 ml/s
Max. Injektionsvolumen	200 ml
Injektionsdruck	
• NEMOTO Einwegspritze	1–300 psi
• vorgefüllte Einwegspritze	1–250 psi
Kolbengeschwindigkeit	1,5 ml/s, 8,0 ml/s beschleunigt
Speicherkapazität alpha 7	5 User, 4 Regionen à 20 Programme
Bolus Tracking	ja
<b>Optional erhältlich</b>	Fertigspritzenadapter Deckenhalterung CT-Kopplung



## Nemoto Kyorindo Europe BV

Snellius 1 · 6422 RM Heerlen · Niederlande | Zweigniederlassung DACH Snellius 11 · 52072 Aachen · Deutschland

Kontakt info@nemoto-europe.com | +49 241 87 97 136